

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd239/Bcam Humano Para Citometria De Fluxo - P50895

Número do item: CM0009370



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD239/BCAM humano. Validado para citometria de fluxo (FC), reage especificamente com CD239 humano, uma molécula de adesão celular de 67 kDa envolvida na ligação à laminina e na migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD239/BCAM humano
Observações/Alíás	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molécula de adesão celular basal
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4059
GeneID	4059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P50895
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo