

Coelho Anti-Humano Cd239/Bcam Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P50895

Número do item: CM0008091



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD239/BCAM humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar adesão celular, migração e antígeno do grupo sanguíneo Luterano em pesquisas sobre câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD239/BCAM mAb
Observações/Apelido	BCAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4059
GeneID	4059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-547 do CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50895
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Saco com gelo