

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd24 Humano Para If/Icc, Fc - P25063

Número do item: CM0005305

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD24 humano, conjugado diretamente a . Validado para imunofluorescência e citometria de fluxo. Tem como alvo uma glicoproteína ancorada em GPI que regula a ativação de células B e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD24 Humano
Observações/Apelido	CD24A; CD24
Espécie	Humano
ID do Gene	100133941
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa; 13kDa
Envio	Em saco de gelo