

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd24 Para Fc - P25063

Número do item: CM0008637

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD24 conjugado com para citometria de fluxo. Validado para FC, reconhece o CD24 humano envolvido na ativação de linfócitos B e diferenciação celular. Peso proteico de 8kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD24
Observações/Alias	CD24A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa
Envio	Bolsa de gelo