

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd244/2B4 Humano Para Citometria De Fluxo - Q9Bzw8

Número do item: CM0009571

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD244/2B4 humano (SLAMF4) para citometria de fluxo. Específico para subpopulações de células natural killer e células T; validado em amostras humanas. Ideal para o perfilamento de células imunes e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD244/2B4 humano
Observações/Apelidos	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	51744
GeneID	51744
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 22-221 do CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9BZW8
Peso da proteína	30kDa/36kDa/41kDa
Envio	Bolsa de gelo