

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd244/2B4 Para Citometria De Fluxo - Q9Bzw8

Número do item: CM0010537

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD244/2B4 humano, testado para citometria de fluxo. Imunógeno: proteína recombinante (aa 22-221). Reconhece o receptor de células NK, útil para pesquisas em imunidade inata/adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano CD244/2B4
Observações/Alias	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; Molécula CD244
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51744
ID do Gene	51744
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-221 do CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso da Proteína	30kDa/36kDa/41kDa
Envio	Bolsa de gelo