

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd261/Trail-R1 Para Citometria De Fluxo - O00220

Número do item: CM0010389



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD261/TRAIL-R1 humano (TNFRSF10A, DR4). Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo (FC). Reage com amostras humanas. Ideal para o estudo da apoptose induzida por TRAIL e da ativação de NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD261/TRAIL-R1
Observações/alias	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membro 10a da superfamília de receptores do TNF
Espécie	Humana
ID do gene	8797 (humano)
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-232 do CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O00220
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo