


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd261/Trail-R1 Para Citometria De Fluxo - O00220

Número do item: CM0010827



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD261/TRAIL-R1 humano (TNFRSF10A) para citometria de fluxo. Especificamente projetado para aplicações em FC, este anticorpo tem como alvo o receptor de morte TRAIL-R1, permitindo a detecção confiável de vias apoptóticas em células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD261/TRAIL-R1
Observações/Alíase	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; membro 10a da superfamília dos receptores de TNF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8797
ID do Gene	8797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-232 de CD261/TRAIL-R1 humano (NP_003835.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo