


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd262/Dr5/Trailr2 Conjugado Para Citometria De Fluxo - O14763

Número do item: CM0008217



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD262/DR5/TRAILR2 humano (TNFRSF10B). Projetado para citometria de fluxo para detectar a expressão do receptor TRAIL 2 e sinalização de apoptose. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD262/DR5/TRAILR2 Conjugado                                                                                     |
| Observações/Apelido        | TNFRSF10B; CD262; DR5; KILLER; KILLER/DR5; TRAIL-R2; TRAILR2; TRICK2; TRICK2A; TRICK2B; TRICKB; ZTNFR9; Membro 10b da superfamília de receptores de TNF |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)            | 8795                                                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-182 do CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4)                   |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                                  |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                  |
| Aplicação                  | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                                                  |
| SWISS                      | O14763                                                                                                                                                  |
| Peso Molecular da Proteína | 12kDa/45kDa/47kDa                                                                                                                                       |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                                                         |