

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd263/Trail-R3 - O14798

Número do item: CM0012034

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD263/TRAIL-R3 humano, um receptor chamariz para TRAIL. Adequado para citometria de fluxo, permitindo a análise da regulação da apoptose em amostras normais e tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD263/TRAIL-R3
Observações/Apelidos	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; membro 10c da superfamília de receptores do TNF
Espécie	humana
GeneID (humano)	8794
GeneID	8794
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-235 de CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O14798
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo