

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd263/Trail-R3 Para Citometria De Fluxo - O14798

Número do item: CM0012133

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD263/TRAIL-R3 humano (TNFRSF10C), um receptor chamariz que inibe a apoptose induzida por TRAIL. Validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas em apoptose e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD263/TRAIL-R3
Observações/alias	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; membro 10c da superfamília de receptores de TNF
Espécie	humana
GeneID (humano)	8794
GeneID	8794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-235 do CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O14798
Peso da proteína	27 kDa
Transporte	Bolsa de gelo