

Coelho Anti-Humano Cd26/Dpp4 Mac Para Citometria De Fluxo - P27487

Número do item: CM0004425



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD26/DPP4 para citometria de fluxo. Reconhece o CD26 humano, um antígeno de ativação de células T e peptidase dipeptidil IV envolvida na regulação imunológica e adesão celular. mAc de coelho recombinante, UniProt P27487.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD26/DPP4 mAc
Observações/Pseudônimo	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1803
GeneID	1803
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-7666 do CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo