


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd26/Dpp4 Para Citometria De Fluxo - P27487

Número do item: CM0005478



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD26/DPP4 humano. Validado para citometria de fluxo. Adequado para ativação de células T, estudos de dipeptidil peptidase e pesquisa de receptor MERS-CoV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD26/DPP4 mAb
Observações/Apelido	DPP4; ADABP; ADCP2; CD26; DPPIV; TP103; dipeptidil peptidase 4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-766 do CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo