

Coelho Anti-Humano Cd27 Mab Para Fc - P26842

Número do item: CM0010817



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD27 humano (TNFRSF7), validado para citometria de fluxo (FC). O CD27 é um receptor de checkpoint imunológico coestimulador em células T, células NK e células B, envolvido na ativação e memória de células T. Ideal para pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD27 mAb
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	939
GeneID	939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo