

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd27 Para Fc - P26842

Número do item: CM0009753



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD27 humano (TNFRSF7) para citometria de fluxo. Imunógeno: proteína recombinante (aa 21-192). Adequado para estudos de células T, células B e células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD27
Observações/Apelidos	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	939
Imunógeno	Proteína recombinante (aminoácidos 21-192 do CD27 humano)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Bolsa de gelo