

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd27 Humano Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0012466



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD27 humano e validado para citometria de fluxo. Receptor coestimulador envolvido na ativação de células T; adequado para pesquisa em imuno-oncologia. - P26842

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD27 Humano
Observações/Alcunhas	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	939
GeneID	939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo