

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd27 Para Citometria De Fluxo - P26842

Número do item: CM0011684



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD27 (conjugado) validado para citometria de fluxo. Detecta CD27/TNFRSF7, um receptor imune coestimulatório em células T, NK e B. Reage de forma cruzada com CD27 humano. Imunógeno: CD27 humano recombinante (aa 21-192).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD27
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	939
GeneID	939
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-192 do CD27 humano (NP_001233.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P26842
Peso Proteico	29kDa
Envio	Em saco de gelo