

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd270/Hvem Para Citometria De Fluxo - Q92956

Número do item: CM0005704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD270/HVEM (TNFRSF14) humano, conjugado com . Validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o membro 14 da superfamília do receptor de TNF, envolvido na sinalização de células imunes, entrada de herpesvírus e regulação de checkpoints imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-Humano CD270/HVEM
Observações/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; membro 14 da superfamília do receptor de TNF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8764
GeneID	8764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-162 do CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso da Proteína	21kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo