


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd271/Ngfr Humano Para Citometria De Fluxo - P08138

Número do item: CM0005455



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD271/NGFR humano (p75NTR). Projetado para aplicações de citometria de fluxo. Permite o estudo da sinalização de neurotrofinas, sobrevivência celular e diferenciação neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD271/NGFR Humano
Observações/Apêndice	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espécie	Humano
ID do Gene	4804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-250 do CD271/NGFR humano (NP_002498.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08138
Peso Molecular da Proteína	35kDa/45kDa
Transporte	Em saco de gelo