

Coelho Anti-Humano Cd273/Pd-L2 Mab Para Citometria De Fluxo - Q9Bq51

Número do item: CM0011814



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o PD-L2/CD273 humano. Validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a regulação de pontos de verificação imunológica e a inibição de células T em pesquisas sobre câncer e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD273/PD-L2 mAb
Observações/Apelido	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	80380
ID do Gene	80380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-219 do CD273/PD-L2 humano (NP_079515.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQ51
Peso da Proteína	21kDa/31kDa
Envio	Saco de gelo