

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd273/Pd-L2 Para Citometria De Fluxo - Q9Bq51

Número do item: CM0008144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD273/PD-L2 humano, desenvolvido para citometria de fluxo. Adequado para estudos de vias de checkpoint imunológico e regulação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD273/PD-L2
Observações/Alíase	B7DC; Btdc; PDL2; CD273; PD-L2; PDCD1L2; bA574F11.2; PDCD1LG2
Espécie	Humano
ID do Gene	80380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-219 da proteína humana CD273/PD-L2 (NP_079515.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BQ51
Peso Proteico	21kDa/31kDa
Envio	Bolsa de gelo