


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd28 Para Citometria De Fluxo E Estimulação De Células T - P10747

Número do item: CM0010975



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CD28 humano (Tp44), um receptor de coestimulação de células T. Adequado para citometria de fluxo e estimulação/ativação de células T in vitro. Ideal para pesquisas de imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD28
Observações/Apelido	Tp44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Imunógeno	Proteína recombinante do CD28 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, estimulação/ativação de células T in vitro
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo