


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd28 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P10747

Número do item: CM0005036



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD28 conjugado a de alta qualidade (clone Tp44) validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de ativação de células T e pontos de controle imunológico. Swiss-Prot: P10747.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD28
Observações/Apelido	Tp44
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	940
GeneID	940
Imunógeno	Proteína recombinante de comprimento total do CD28 humano (P10747)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10747
Peso Proteico	25kDa
Transporte	Em saco de gelo