

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd298/Atp1B3 Humano Para Fc - P54709

Número do item: CM0009067



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD298/ATP1B3 humano, validado para citometria de fluxo. Direciona-se à subunidade beta-3 da ATPase transportadora de sódio/potássio, ideal para coloração de superfície celular em aplicações IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD298/ATP1B3 Humano
Observações/Apelido	CD298; ATPB-3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	483
GeneID	483
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-279 do CD298/ATP1B3 humano (NP_001670.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54709
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo