


Coelho Anti-Humano Cd298/Atp1B3 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P54709

Número do item: CM0008996



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que reconhece especificamente o CD298/ATP1B3 humano, a subunidade beta-3 não catalítica da ATPase de transporte de sódio/potássio. Adequado para citometria de fluxo (FC) com imunogênio recombinante e reatividade cruzada validada em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD298/ATP1B3 mAb
Observações/Apelido	CD298; ATPB-3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	483
ID do Gene	483
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 66-279 do CD298/ATP1B3 humano (NP_001670.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P54709
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo