


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd30 Para Fc - P28908

Número do item: CM0010436



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD30 humano (Ki-1) para citometria de fluxo. Reconhece o membro da superfamília TNFR de 50-63kDa envolvido na ativação de linfócitos. Validado para reatividade cruzada em humanos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD30
Observações/Apelido	CD30; Ki-1; DIS166E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso da Proteína	14kDa/50kDa/63kDa
Envio	Bolsa de gelo