


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Cd30 Humano Para Citometria De Fluxo - P28908

Número do item: CM0009893



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD30 humano (TNFRSF8, Ki-1). Reconhece o domínio extracelular (aa 19-379). Para detecção de células CD30+ por citometria de fluxo. Reatividade: humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra CD30 Humano
Observações/Apelido	CD30; Ki-1; D1S166E
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	943
ID do Gene	943
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envio	Bolsa de gelo