


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd300A Humano Para Citometria De Fluxo - Q9Ugn4

Número do item: CM0008107



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD300a humano (CMRF35H, IRp60), validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor inibitório em células NK, células T e mastócitos. UniProt: Q9UGN4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD300a Humano
Observações/Apelidos	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	11314
ID do Gene	11314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-178 do CD300a humano (NP_009192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9UGN4
Peso da Proteína	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Envio	Bolsa de gelo