


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd300A/C Para Citometria De Fluxo - Q9Ugn4/Q08708

Número do item: CM0009989



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD300a/c humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar receptores inibitórios imunes em células NK, células T e outros leucócitos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD300 a/c                                                                          |
| Observações/Apelido | IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 11314/10871 (Humano)                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-178 do CD300a humano (NP_009192.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                     |
| Aplicação           | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9UGN4/Q08708                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 33kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                            |