


Coelho Anti-Humano Cd300C Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc - Q08708

Número do item: CM0011872



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD300c conjugado com , validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Detecta o CD300c, um receptor imune de membrana celular expresso em monócitos, neutrófilos e subconjuntos de linfócitos. Para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD300c mAb
Observações/Apelido	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10871
GeneID	10871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-183 do CD300C humano (NP_006669.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo