


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd300C Para If/Icc, Fc - Q08708

Número do item: CM0006062



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD300c humano (molécula 6 semelhante a CMRF35), conjugado a . Adequado para IF/ICC e FC. Peso molecular do alvo: 25 kDa. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD300c
Observações/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10871
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-183 da CD300C humana (NP_006669.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo