


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd300C Para If/Icc, Fc - Q08708

Número do item: CM0004932



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD300c humano (molécula semelhante ao CMRF35 6). Validado para imunofluorescência (IF/ICC) e citometria de fluxo (FC). Reage com humano. Adequado para pesquisa de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Humano CD300c
Observações/Apelido	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10871
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-183 do CD300C humano (NP_006669.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q08708
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo