


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Fc - Q8Tdq1

Número do item: CM0008719



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com anti-CD300F/IREM-1 humano para citometria de fluxo. Visa o receptor inibitório em células mieloides; envolvido na eferocitose e regulação imunológica. Validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD300F/IREM-1
Observações/Apelidos	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécula 1 semelhante a CMRF35
Espécie	Humano
GeneID (humano)	146722
GeneID	146722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 da CD300F/IREM-1 humana (NP_620587.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso da Proteína	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Transporte	Bolsa de gelo