


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Fc - Q8Tdq1

Número do item: CM0005706



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com pronto para uso, direcionado ao CD300F/IREM-1 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para detectar o receptor inibitório em células mieloides, estudar eferocitose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD300F/IREM-1
Observações/Apelido	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; Molécula semelhante a CMRF35 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146722
GeneID	146722
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 do CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envio	Em saco de gelo