

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd300F/Irem-1 Humano Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq1

Número do item: CM0011478



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD300F/IREM-1 humano (molécula 1 semelhante a CMRF35), validado para citometria de fluxo. Este receptor inibitório regula a função de células mieloides, a eferocitose e as respostas alérgicas. Ideal para estudos de perfilagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD300F/IREM-1 Humano
Observações/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146722
GeneID	146722
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 do CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso da Proteína	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo