


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd300F/Irem-1 Para Citometria De Fluxo - Q8Tdq1

Número do item: CM0005934



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CD300F/IREM-1 humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor inibitório em células mieloides, envolvido na regulação imunológica e eferocitose. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD300F/IREM-1
Observações/Alíase	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécula 1 semelhante a CMRF35
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	146722
ID do Gene	146722
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-156 de CD300F/IREM-1 humano (NP_620587.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDQ1
Peso Proteico	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo