

Mab Coelho Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Fc - Q8IUN9

Número do item: CM0004391



introdução

Anticorpo monoclonal coelho conjugado com direcionado a CD301/CLEC10A humano para citometria de fluxo. Reconhece um receptor de lectina do tipo C em APCs que se liga a glicanos terminados em GalNAc, relevante para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD301/CLEC10A
Observações/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10462
GeneID	10462
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envio	Bolsa de gelo