


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Fc - Q8Iun9

Número do item: CM0010938



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD301/CLEC10A (CLEC10A) humano, validado para citometria de fluxo. Reconhece um recetor de lectina tipo C em células dendríticas; específico para humanos. Para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD301/CLEC10A mAb
Observações/Apelido	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10462
GeneID	10462
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-316 do CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo