


Anticorpo Monoclonal Abflo 488 De Coelho Anti-Humano Cd301/Clec10A Para Fc - Q8Iun9

Número do item: CM0004411



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 488 direcionado ao CD301/CLEC10A humano para citometria de fluxo. Detecta o receptor de lectina do tipo C envolvido no reconhecimento de GalNAc, modulação imunológica e apresentação de antígenos em células mieloides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
Observações/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-316 do CD301/CLEC10A humano (NP_878910.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo