

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd303/Bdca-2 Para Fc - Q8Wtt0

Número do item: CM0007776



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD303/BDCA-2 humano (CLEC4C), validado para citometria de fluxo. Visa o marcador de células dendríticas plasmocitoides. Adequado para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD303/BDCA-2 mAb
Observações/Apelido	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; membro C da família do domínio de lectina tipo C
Espécie	humano
GeneID (humano)	170482
GeneID	170482
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso da Proteína	21kDa/25kDa
Envio	Saco de gelo