

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd303/Bdca-2 Para Citometria De Fluxo - Q8Wtt0

Número do item: CM0012287



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humano para citometria de fluxo. Reconhece o CD303 humano. Adequado para identificação de células dendríticas plasmocitóides em aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
Observações/Apelidos	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; membro C da família do domínio de lectina do tipo C
Espécie	humano
ID do Gene	170482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-213 do CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso Molecular da Proteína	21kDa/25kDa
Transporte	Bolsa de gelo