

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd303/Bdca-2 Para Citometria De Fluxo - Q8Wtt0

Número do item: CM0011860



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humano. Validado para citometria de fluxo, ideal para imunofenotipagem de células dendríticas plasmocitoides. SWISS: Q8WTT0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD303/BDCA-2
Observações/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; membro C da família do domínio de lectina tipo C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	170482
ID do Gene	170482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-213 de CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso da Proteína	21kDa/25kDa
Transporte	Bolsa de gelo