

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Para Citometria De Fluxo - Q8Wtt0

Número do item: CM0008854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD303/BDCA-2 humano, conjugado a , validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar células dendríticas plasmocitoides e mecanismos de apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD303/BDCA-2 humano
Observações/Apelidos	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Espécie	Humano
GeneID (humano)	170482
GeneID	170482
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-213 do CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q8WTT0
Peso da proteína	21kDa/25kDa
Envio	Bolsa de gelo