


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd304/Neuropilina-1 Humano Para Fc - O14786

Número do item: CM0004662



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à CD304/Neuropilina-1 humana, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de angiogênese, neurodesenvolvimento e fatores hospedeiros do SARS-CoV-2.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro             | Valor                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto       | Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD304/Neuropilina-1 humano                                                                          |
| Observações/Apêndices | NP1, NRP, BDCA4, CD304, VEGF165R                                                                                                        |
| Espécie               | Humano                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)       | 8829                                                                                                                                    |
| GeneID                | 8829                                                                                                                                    |
| Imunogênio            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-644 da CD304/Neuropilina-1 humana (NP_003864.5) |
| Fonte                 | Coelho                                                                                                                                  |
| Categoria             | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                  |
| Aplicação             | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada   | Humano                                                                                                                                  |
| SWISS                 | O14786                                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 68kDa/71kDa/103kDa                                                                                                                      |
| Envio                 | Saco de gelo                                                                                                                            |