

Mab Coelho Anti-Humano Cd305/Lair1 Para Fc - Q6Gtx8

Número do item: CM0006117



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD305/LAIR1 para citometria de fluxo (FC). Específico para LAIR1 humano, expresso em células NK, T, B, monócitos e células dendríticas. Ideal para análise de receptores de células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD305/LAIR1
Observações/Apelidos	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 semelhante à imunoglobulina associado a leucócitos
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	3903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-163 do CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reação Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso da Proteína	23kDa/29kDa/31kDa
Envio	Bolsa de gelo