

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd305/Lair1 Humano - Q6Gtx8

Número do item: CM0012268



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD305/LAIR1 humano, validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor inibitório em células NK, T e B, apoiando pesquisas em imunologia e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD305/LAIR1 humano
Observações/Apelido	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor 1 semelhante à imunoglobulina associado a leucócitos
Espécie	Humano
ID do gene	3903
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-163 do CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso da proteína	23kDa/29kDa/31kDa
Transporte	Bolsa de gelo