

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd305/Lair1 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q6Gtx8

Número do item: CM0004480



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD305/LAIR1 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece um receptor inibitório em células NK, células T e células B; adequado para estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD305/LAIR1
Observações/Apelido	LAIR1; CD305; LAIR-1; receptor semelhante à imunoglobulina 1 associado a leucócitos
Espécie	Humano
ID do Gene	3903 (Humano)
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-163 do CD305/LAIR1 humano (NP_002278.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6GTX8
Peso Proteico	23kDa/29kDa/31kDa
Envio	Em saco de gelo