

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd307A/Fcrl1 Humano Para Fc - Q96La6

Número do item: CM0010267

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD307a/FCRL1 humano (proteína 1 semelhante ao receptor Fc). Validado para citometria de fluxo em amostras humanas, apoiando a análise de subconjuntos de células B e pesquisas de imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD307a/FCRL1 humano
Observações/Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	115350
ID do Gene	115350
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-303 do CD307a/FCRL1 humano (NP_443170.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96LA6
Peso da Proteína	47kDa/40kDa/22kDa
Envio	Bolsa de gelo