

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd307A/Fcrl1 Para Fc - Q96La6

Número do item: CM0005122

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD307a/FCRL1 humano (FCRH1, IRTA5, CD307a). Validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar a ativação de células B e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD307a/FCRL1 mAb
Observações/Apelido	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115350
ID do Gene	115350
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA6
Peso da Proteína	47kDa/40kDa/22kDa
Envio	Saco de gelo