

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd307A/Fcrl1 Para Citometria De Fluxo - Q96La6

Número do item: CM0004265

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD307a/FCRL1 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de sinalização do receptor de células B, imunofenotipagem e aplicações de pesquisa em células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD307a/FCRL1
Observações/Apelido	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115350
ID do Gene	115350
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-303 do CD307a/FCRL1 humano (NP_443170.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96LA6
Peso Proteico	47kDa/40kDa/22kDa
Transporte	Em saco de gelo